

3.4. Проведение во время гарантийного срока полной или частичной разборки оборудования или его частей (насадок, манипул, кабелей, шлангов, соединений, замков и прочего) не уполномоченными лицами вне сервисного центра «Медикалазер» или сервисного центра, который по соглашению с «Медикалазер» осуществляет гарантийное обслуживание.

Пример 3.4.1.



Повреждения шланга соединения манипулы из-за несанкционированной разборки манипулы вне сервисного центра.

Пример 3.4.2.



Пример самовольной разборки манипулы аппарата MV 9. При сборке манипулы произошло нарушение центровки частей манипулы и дальнейшее изменение направления движения лазерного луча. Качество удаления тату стало неудовлетворительным. Срок эксплуатации аппарата - 4 года.